

量体温计测哪里比较准确|把体温表放在身体哪个部位测量体温最准确？-股识吧

一、测试体温哪个部位最准确

测体温一般选用腋下，口腔，及直肠。
直肠最接近体温，最常用腋下

二、哪种体温计测量更准确？

肯定是传统的玻璃水银温度计

三、把体温表放在身体哪个部位测量体温最准确？

测量体温主要有三个地方：口腔、腋下、肛门。
口腔的体温偏高，腋下的体温偏低，肛门测量的体温是最准的。

四、体温计在哪量最准

肛温和口温最准，一般量三分钟，如果是量腋温的话要量十分钟，因为腋窝温度较口腔温度低。

0.3 ~ 0.6 所以量腋温的话最好加0.5，其实不加也可以

五、体温表放在哪量比较准

体温表（肛表）插入肛门测得肛温最接近体内温度，但不方便。

一般比口腔温度高0.3 ~ 0.5 。

体温表（口表）测得口腔温度，比较接近体内温度，但有危险，特别是小儿禁止使

用。

正常值为：36.3 ~ 37.2

体温表（腋表）测得腋下体温，只反映体表温度，但很方便，所以普遍使用。

腋窝温度较口腔温度低0.3 ~ 0.6

参考文档

[下载：量体温计测哪里比较准确.pdf](#)

[《股票涨停第二天怎么集合竞价出掉》](#)

[《电脑炒股用什么》](#)

[下载：量体温计测哪里比较准确.doc](#)

[更多关于《量体温计测哪里比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/50639838.html>